

DOPORUČENÍ K NOVÉ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADĚ

JAK SI ZVYKNOUT NA NOVOU SNÍMATELNOU ZUBNÍ NÁHRADU

Při prvním nasazení si náhrada zřejmě vyžádá určitou dobu na přizpůsobení. V prvních dnech mohou nastat problémy při mluvení a přijímání potravy. Pro zvládnutí správného mluvení je nejlepší nácvik hovoru před zrcadlem nebo čtení pomalu a nahlas.

Zvykání si na náhradu a její lepší držení v ústech může urychlit užívání cucacích bonbónů nebo používání fixačních krémů na zubní protézy, které jsou k dostání v lékárnách.

Nová náhrada může způsobit bolestivé otlaky, v takovém případě je vhodná návštěva u zubního lékaře a případná úprava náhrady.

!!! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPROVÁDĚJTE ÚPRAVY ZUBNÍ NÁHRADY SVĚPOMOCÍ !!!

Nejprve se naučte s náhradou pohodlně pít, polykat a mluvit a poté přijímat potravu. Z počátku konzumujte pouze malé množství měkké stravy, postupně výběr stravy rozšiřujte. Je třeba dávat pozor na horké potraviny a nápoje – zubní náhrada snižuje citlivost ústní dutiny a snadno dojde k popálení sliznice v ústech a jícnu. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při konzumaci ryb s kostmi.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Zubní náhradu je vhodně vyčistit po každém jídle a je třeba ji před vyčištěním vyjmout z úst.

K čištění používejte pouze měkký zubní kartáček nebo kartáček speciálně určený k čištění zubních náhrad, náhradu čistěte vodou a jemnou (dětskou) zubní pastou, tekutým mýdlem nebo jarem.

Nepoužívejte abrazivní ani bělící zubní pasty, ty mohou zubní náhradu poškrábat a způsobit tak nežádoucí zanášení nečistotami, usazování zubního kamene, plaku a následně způsobit vznik zápachu.

Na noc vyčištěnou náhradu uchovávejte ve sklenici s čistou vodou, při používání čistících tablet na zubní náhrady postupujte podle návodu od výrobce.

Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s náhradou nad umyvadlem.

Upozornění: Poškození zubní náhrady může způsobit konzumace tvrdších potravin, peckovin a ořechů.

Negativní vliv na zubní náhradu a její nežádoucí zbarvení má především červené víno, černý čaj, kouření a pokrmy obsahující kurkumu.

Zubní náhrada by neměla přijít do styku s kyselinami, louhy, koncentrovaným alkoholem, horkou vodou, sálavým teplem (topná tělesa, kamna).

Nikdy zubní náhradu nevyvařujte a nekládejte do mikrovlnné trouby!

Pozor na domácí mazlíčky!

Poučení: Při výskytu alergické reakce či jiné nežádoucí příhody během používání zdravotnického prostředku kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře a výrobce, při výskytu závažné nežádoucí příhody kontaktujte svého ošetřujícího zubního lékaře, výrobce a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Prohlášení o zdravotnickém prostředku na zakázku:

Zdravotnický prostředek, který je určen pro výlučné použití uvedeným pacientem, je ve shodě s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost stanovenými v příloze I a řídí se postupem určeným v příloze XIII Nařízení (EU) 2017/745.

MD

Prostředek na zakázku

Identifikační číslo: 10996583